

## BIOSTYMULATOR NIEMIKROBIOLOGICZNY

### Przeznaczenie:

Biostymulator TYTANIT® zawiera biodostępny, organiczny związek tytanu w postaci unikalnej molekuly aTIUM® o właściwościach biostymulujących. TYTANIT® pobudza rośliny do wzrostu i rozwoju oraz tworzenia organów przeznaczonych do zbioru. Poprawia również ich kondycję oraz stymuluje rośliny do obfitego plonowania.

### Zalety stosowania biostymulatora TYTANIT®:

- dorodny plon
- efektywne zapylanie i kwitnienie
- intensywniejsza fotosynteza
- zwiększa efektywność wykorzystania składników pokarmowych oraz poprawia cechy jakościowe uzyskanego plonu.

### Instrukcje dotyczące stosowania:

#### Zabiegi dolistne:

TYTANIT® stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

Przygotowanie roztworu: Do zbiornika wlać  $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$  potrzebnej ilości wody, dodać TYTANIT® przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

**Jednorazowa dawka biostymulatora: 2–4 ml/10 l wody/100 m<sup>2</sup> powierzchni uprawy.**

#### Terminy stosowania oprysków (♦ optymalne, ◇ opcjonalne):

**Truskawka:** ♦ po przyjęciu się sadzonek, ♦ rozwój liści i koron, ♦ początek rozwoju kwiatostanów, ♦ początek kwitnienia, ◇ początek rozwoju pierwszych owoców.

**Pomidor:** ♦ rozwinięty 5.–7. liść właściwy na pędzie głównym, ♦ widoczny 1.–3. Kwiatostan, ♦ otwarty pierwszy kwiat na 1.–3. Kwiatostanie, ◇ pierwszy owoc osiągnął typową wielkość na 1.–2. gronie.

**Papryka:** ♦ rozwinięty 3.–7. liść właściwy na pędzie głównym, ♦ widoczny 1.–3. pąk kwiatowy, ♦ widoczne 9 lub więcej pąków kwiatowych – początek kwitnienia.

**Uprawy sadownicze:** ◇ początek rozwoju liści, ♦ rozwój pąków kwiatowych, ♦ początek kwitnienia, ◇ wzrost i rozwój owoców.

**Uprawy warzywnicze:** ♦ rozwój liści, ♦ początek rozwoju części przeznaczonych do zbioru, ♦ rozwój części przeznaczonych do zbioru.

**Fertygacja: 2–4 ml/10 l wody/100 m<sup>2</sup> powierzchni uprawy.** Stosować w pożywce łącznie z nawozami po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości mieszania.

Uprawy gruntowe: stosować co 2 tygodnie.

Uprawy bezglebowe: stosować kilkakrotnie w okresie wegetacji.

**Podlewanie rozsady:** roztwór: 2–4 ml biostymulatora TYTANIT® w 10 litrach wody. Stosować 1–3 razy w okresie produkcji.

**Oświadczenia:**

Zwiększa efektywność wykorzystania składników pokarmowych (N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn) oraz poprawia cechy jakościowe.

Postać fizyczna: Płyn

Składniki: atium<sup>1</sup> (CAS: 2488606-29-5), kwas siarkowy<sup>1</sup> (CAS: 7664-93-9), węglan potasu<sup>1</sup> (CAS: 584-08-7), amoniak<sup>1</sup> (CAS: 1336-21-6). Gdzie: <sup>1</sup>Pierwotne surowce i mieszaniny.

**Zalecane warunki przechowywania:**

Przechowywać w temp. od -2°C do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. Opakowania przechowywać i transportować dokładnie zamknięte w pozycji pionowej. W przypadku rozlania, produkt zebrać a powierzchnię spłukać wodą. Zebraną ciecz wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.

Ilość warstw podczas magazynowania i transportu:.....

Zgodnie z WE 1272/2008.

Zawiera: atium

UFI: SN40-9008-J009-JUQ6



**H315** – Działa drażniąco na skórę.

**H319** – Działa drażniąco na oczy.

**H373** – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.



**P260** – Nie wdychać mgły, par, rozpylonej cieczy.

**P264** – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

**P280** – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**Uwaga**

**P314** - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P337+P313** - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji

Objętość:....ml

Data produkcji i nr partii: na opakowaniu

**Producent:**

INTERMAG sp. z o.o.

Al. 1000-lecia 15G

32-300 Olkusz

Tel. +48 32 64 55 900

Email: [intermag@intermag.pl](mailto:intermag@intermag.pl)

[www.intermag.pl](http://www.intermag.pl)

**Przepakowano przez:**

„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j.

Wzór etykiety

Świerkówki 15a

64 – 605 Wargowo

[www.sumin.com.pl](http://www.sumin.com.pl)

tel. 61 297 26 00

E-mail: [sumin@sumin.pl](mailto:sumin@sumin.pl)

---

